






# M-MASK

## EINWEG MUND-NASEN-MASKE

### KEIN medizinisches Produkt



20 Stk.



#### INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER:

M-MASK TASCHENTUCHMASKEN SCHÜTZEN **NICHT** VOR EINER ANSTECKUNG DURCH TRÖPFCHEN ODER AEROSOLE. SIE WERDEN GETRAGEN, UM ANDERE PERSONEN VOR SPEICHEL- ODER SCHLEIMTRÖPFCHEN ZU BEWAHREN, DIE MAN ALS TRÄGER SELBST ABGIBT.

- Die Masken können verhindern, dass fremde Körperflüssigkeiten direkt auf die Mund-Nasen-Region des Trägers kommen. Die Masken bewahren den Träger auch davor, sich mit infizierten Händen selbst in diese Gesichtsregion zu greifen.
- Desinfizieren Sie Ihre Hände gut, bevor Sie eine M-MASK Taschentuchmaske aufsetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Maske gut sitzt.
- Ersetzen Sie die M-MASK Taschentuchmaske durch eine neue, sobald sie feucht ist, Sie gehustet oder geniest haben, jedenfalls aber nach 2-3 Stunden Tragedauer.
- Um die M-MASK Taschentuchmaske zu entfernen, ziehen Sie sie hinter den Ohren ab ohne den vorderen Teil zu berühren. Werfen Sie sie sofort in einen Abfalleimer und desinfizieren Sie Ihre Hände gut.
- Nicht waschen und nicht noch einmal zu einem anderen Zweck verwenden.
- Die M-MASK Taschentuchmaske besteht aus einem Einweg „Vliesstoff“.
- Vermeiden Sie immer den Kontakt von der M-MASK Taschentuchmaske mit Wärmequellen und Feuer. Lagern Sie diese bei Raumtemperatur.
- Unter den richtigen Verwendungsbedingungen sind bisher keine Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut bekannt.
- Bei möglichen Reaktionen den Gebrauch sofort einstellen.
- Beim Tragen der M-MASK Taschentuchmaske weder rauchen, noch essen oder trinken.
- Achten Sie auf die korrekte Entsorgung der Masken.



# M-MASK

# EINWEG MUND-NASEN-MASKE

## GEBRAUCHSANLEITUNG:

**1**




**PACKUNG MIT 20 STÜCK**

**2**



**NEHMEN SIE EINE  
M-MASKE**

**3**




**DIE M-MASKE IN DER  
MITTE ÖFFNEN**

**4**



**ENTLANG DER UNTERER  
SCHRAFFIERUNG  
SCHNEIDEN**

**5**



**ENTLANG DER  
HORIZONTALEN LINIE  
FALTEN**

**6**



**JE NACH GEWÜNSCHTER  
GRÖSSE AN DERJEWEILIGEN  
SCHRAFFIERUNG  
SCHNEIDEN**

**7**



**ERST HINTER DEM OHR  
UND DANN BEIM  
ANDEREN EINHÄNGEN**

**8**



**NASE, MUND UND KINN  
ABDECKEN**

**9**



**GUT AN GESICHT  
BEFESTIGEN**

## MESSIERLE

FALLS SIE MEHRE M-MASK AUSSER HAUS BENÖTIGEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN DIE MASKEN FÜR SICH VORZUSCHNEIDEN.  
DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE GUT, BEVOR SIE EINE M-MASK-GESICHTSMASKE AUFSETZEN.

**INFO:** ☎ +43 5523 5991-0

✉ [info@messerle.at](mailto:info@messerle.at)